



Messmodus: positiv <input type="checkbox"/> negativ <input type="checkbox"/>	Strukturformel:
Probe: _____	
Summenformel: _____	
Molmasse: _____	
Genauere Konzentration*: _____	
Lösungsmittel: _____	
Bemerkungen: _____	

Messmodus: positiv <input type="checkbox"/> negativ <input type="checkbox"/>	Strukturformel:
Probe: _____	
Summenformel: _____	
Molmasse: _____	
Genauere Konzentration*: _____	
Lösungsmittel: _____	
Bemerkungen: _____	

Messmodus: positiv <input type="checkbox"/> negativ <input type="checkbox"/>	Strukturformel:
Probe: _____	
Summenformel: _____	
Molmasse: _____	
Genauere Konzentration*: _____	
Lösungsmittel: _____	
Bemerkungen: _____	

*Bitte als Lösung (0,1 – 0,5 mg/mL; mind. 100 µL) in H₂O, MeOH, (Iso)Propanol, Acetonitril, CH₂Cl₂ (max. 25 % in MeOH) bzw. Mischungen davon einreichen.